

『マンモグラフィを更新しました』

(診療放射線技師)
河野 良典

た構造のアームレストでリ
ラックスした姿勢で行える
ため負担が軽減します。

ポジショニング
のしやすさ

本体の操作は、スイッチ
ボックスを任意の場所に設
置でき、どこでも行えるた
め素早く簡単にポジショ
ニングができ、検査の効率

上がりやす。乳房を中心
に回転する設計になって
いるのでポジショニング
が変わっても調整が簡単
に行えます。

また、本体がコンパクト
であるため、技師も受診
者も身体を動かしやすく
ポジショニングが容易に
なります。

病変の視認性向上

画像については、今回
更新で一番改善された点
です。

皮膚ラインや乳腺、腫
瘍の見え方が改善し、
以前に比べ病変の視認
性が向上しました。

撮影時の画像調整も
自動で行うため、乳房
の圧迫後すぐに撮影が
行えます。

当院のマンモグラフィ装
置を更新いたしました。


今回更新した機種は、
キャノンメディカルシス
テムズの乳房X線撮影
装置『Pe·ru·r』です。

コンパクトな撮影台

この機種の一番の特
徴は、コンパクトな撮
影台です。日



▲ コンパクトな撮影台



▲ 可動域が広く操作性に優れた本体

